

Consommables pour systèmes Millipore

ASD propose une large gamme de cartouches de rechange et accessoires pour les systèmes de production d'eau ultrapure pour laboratoire Millipore.

Nouveautés



RephiDuo P Pack compatible avec Millipore PROGOT0S2

Adoucit l'eau et élimine les grosses particules, les composants organiques et le chlore de l'eau brute.

Référence : RR800CP01.

Compatible avec les systèmes Millipore suivants :

Elix Advantage 3/5/10/15 - Elix Reference 3/5/10/15 - Milli-Q Integral 3/5/10/15



RephiDuo U Pack compatible avec Millipore Q-Gard et QPAK

Elimine les composés ioniques et organiques de l'eau pure osmosée ou distillée.

Compatible avec les systèmes Millipore suivants :


Milli-Q Advantage A10 - Milli-Q Reference - Milli-Q Direct 8/16

SAV pour cartes CPU et cartes d'alimentation Millipore

ASD assure la réparation de cartes CPU et cartes d'alimentation défectueuses sur divers systèmes de production d'eau pure Millipore et fournit une garantie de 6 mois après réparation.

Référence Millipore	Description	Systèmes Millipore
ZF3000022	PCB ELIX/RiOs INTERFACE	RiOs (96 / Century) Elix (96 /
ZF3000023	PCB MILLI-Q INTERFACE	Milli-Q (96 / Century)
ZF3000405 ZF3000487	MQADV_REF PWR BOARD	Milli-Q Advantage A10 Milli-Q Reference
ZF3000406	MQADV MAIN CONTROL BOARD	Milli-Q Integral (3/5/10/15) Milli-Q Direct (8/16) Milli-Q Advantage A10 Milli-Q Reference Elix Advantage (3/5/10/15) Elix Reference (3/5/10/15)
ZF3000433	MQINT PWR SUPPLY BOARD	Milli-Q Integral (3/5/10/15) Milli-Q Direct (8/16) Elix Advantage (3/5/10/15) Elix Reference (3/5/10/15)


Lampe UV A10



Event stérile



EDI



Filtre final



Cartouches et filtres

Systemes Millipore	Références Millipore	Référence RephiLe équivalente	Description du produit
Milli-Q Academic Milli-Q Biocel Milli-Q Gradient Milli-Q Synthesis Milli-Q Element	QGARD00R1	RR400Q101	RephiDuo U Pack 1
	QGARD00D2	RR400Q201	RephiDuo U Pack 2
	QTUM000IX	RRQTUM0IX	RephiSolo U Pack IX
	QTUM000EX	RRQTUM0EX	RephiSolo U Pack EX
	QTUMMPEIX	RRQTUMFIX	RephiSolo U Pack IX kit
Milli-Q Advantage A10 Milli-Q Reference	QGARDT1X1	RR800Q101	RephiDuo U Pack T1
	QGARDT2X1	RR800Q201	RephiDuo U Pack T2
Milli-Q Advantage A10 Milli-Q Integral Milli-Q Reference	QTUM0TIX1	M1001MTIX	RephiSolo U Pack TIX
	QTUM0TEX1	M1001MTEX	RephiSolo U Pack TEX
Milli-Q Direct	PROG000T3	M1001CPT3	RephiSolo P Pack T3
	QPAK00TIX	RR800QTIX	RephiDuo U Pack TIX
	QPAK00TEX	RR800QTEX	RephiDuo U Pack TEX
Milli-Q Plus Milli-Q PF Plus Milli-Q UF Plus Milli-Q UV Plus	CPMQ004R1	RR100Q101	RephiQuatro U Pack 1
	CPMQK05R1	RR100Q1KT	RephiQuatro U Pack 1 kit
	CPMQ004D2	RR100Q201	RephiQuatro U Pack 2
	CPMQK05D2	RR100Q2KT	RephiQuatro U Pack 2 kits
Elix Advantage Elix Reference Milli-Q Integral	PROG0T0S2	RR800CP01	RephiDuo P Pack S2
Elix 3/5/10 RIOs 5/8/16 Direct-Q5	PROG00002	RR400CP01	RephiDuo P Pack 2
	PROG0NP02	RR400NP01	RephiDuo P Pack 2 pour adoucisseur
	PROG000S2	RR400CPS2	RephiDuo P Pack S2 (charbon actif antimicrobes)
	PROG00001	RR400CP00	RephiDuo P Pack 1
Elix Clinical Elix Gulfstream Elix 20/35/70/100 RIOs 30/50/100/150/200	PROGTLOS1	RR500CP01	RephiDuo P Pack TL1
	PROGTLCS1	RR500CPC1	RephiDuo P Pack TL1 avec pastilles de désinfection
	PRPK0LOS1	RR500CPP1	RephiDuo P Pack L1
	QGARDTL01	RR500Q101	RephiDuo U Pack TL
Simplicity Simplicity 185 Synergy Synergy 185	SIMPAKOR1	RRSYNM0IX	RephiDuo S Pack 1
	SIMPAKKR1	RRSYNMFIX	RephiDuo S Pack 1 kit
	SIMPAKOD2	RRSYNM0DX	RephiDuo S Pack 2
	SIMPAKKD2	RRSYNMFDX	RephiDuo S Pack 2 kits
Simplicity(SMART) Simplicity UV	SIPKOSIA1	M1001SIA1	RephiSolo SI Pack 1
	SIPKOSIX2	M1001SIX2	RephiSolo SI Pack 2
Synergy(SMART) Synergy UV	SYPKOSIA1	M1002SIA1	RephiDuo SI Pack 1
	SYPKOSIX2	M1002SIX2	RephiDuo SI Pack 2
AFS 10/10D/18/18D/30/30D AFS-25 EDI/AFS-50 EDI Milli-RO 3/5/8/12 Milli-RO 30/60/90 Milli-RX 20/45/75	CPR0P0402	RR100CP01	RephiQuatro P Pack
	CPR0NP402	RR100NP01	RephiQuatro P Pack pour adoucisseur
AFS 3/8/16	PROG00003	RR400CP03	RephiSolo P Pack 3
	CP1ALLRES	RR1ALLRES	RephiSolo Clinical Pack
	CP2ALLRES	RR400Q401	RephiDuo Clinical Pack
AFS 10/18/30 AFS 10D/18D/30D AFS-25 EDI/AFS-50 EDI	CP4ALLRES	RR100Q401	RephiQuatro Clinical Pack
	Milli-DI	CPDI000L1	RephiDuo DI Pack L
	PRPK00001	RRPRPK001	RephiDuo P Pack prétraitement, 2 par carton
	ZLFI00001	RASDI0001	RephiLe SDI Kit
Elix Milli-Q Integral	TANKMPK01	RATANKVN1	Event pour réservoir avec piège CO2
RIOs Milli-Q Direct	TANKMPK02	RATANKVN2	Event pour réservoir
Simplicity	SLFH02510	RJF324510	Event, 10/pk
Ultrapure Water Systems POD	MPGP04001 MPGP02001	RAFFC0250	Filtre capsule 0.2µm PES haut débit
Simplicity	MPGL04001 SIMFILTER	RAFFC0200	Filtre capsule 0.2µm PES

Lampes UV, membranes RO, pompes et autres

Systemes Millipore	Références Millipore	Référence RephiLe équivalente	Description du produit
AFS Direct-Q 3/5 Elix (UV)/RiOs Elix Advantage/Elix Reference Elix Essential/ RiOs Essential Milli-Q Direct Milli-Q Integral Milli-RO 3/5	CDRC00201	RAR000201	Membrane RO
	CDRC60201	RAR060201	Membrane RO for small Elix and RiOs
	CDRC60202	RAR060202	Membranes RO for small Elix and RiOs, pack de 2
	CDRC75201	RAR075201	Membranes RO for Elix 15 (par 2)
Elix 35/70/100 RiOs 50/100/150/200	CDRC050HG	RAR0050HG (Réutiliser le corps de filtre)	Membrane RO sans corps de filtre
Milli-RO 6/8/10/12	CDRC012HG	RAR0012HG (Réutiliser le corps de filtre)	Membrane RO sans corps de filtre
Milli-RX 20/45/70 Milli-RO 30/60/90	CDRCH12HG	RAR0H12HG (Réutiliser le corps de filtre)	Membrane RO sans corps de filtre
Milli-Q Gradient (Century) Milli-Q Synthesis (Century) Milli-Q Element Milli-Q Advantage A10 Milli-Q Direct Milli-Q Integral Milli-Q Reference	ZMQUVLP01	265021701	Lampe UV 185/254 nm
Milli-Q Gradient (96) Milli-Q Synthesis (96)	QUVLQSL01	RAUVLQSL1	Lampe UV de rechange
Direct-Q 3 UV Simplicity UV (SMART) Synergy UV (SMART)	SYN185UV1	265020601	Lampe UV 185 nm
Synergy UV (High Flow)	ZLUVWPM01	RAUV212B1	Lampe UV 185 nm
Milli-Q (96/Century) A10 Milli-Q Advantage A10 Milli-Q Integral	ZFA10UV M1 ZFA10UV0	RAA10UVM1	Lampe UV pour A10 TOC
Elix UV Elix Advantage/Elix Reference Elix Essential Milli-Q Direct Milli-Q Integral RiOs-DI3UV	ZLXUVLP01	265010601	Lampe UV 254 nm
Elix 20/35/70/100 RiOs 30/50/100/150/200 ASM (Cat. No.: TANKASMIN)	ZLXUVLPL1	265011001	Lampe UV 254 nm
ASM (Cat. No.: TANKS50UV/ TANKS5LUV/ZFRESS0UV/ZFRES60UV)	ZFRES00UV	2650110C1	Lampe UV 254 nm
Elix (UV) Elix Advantage Elix Reference Elix Essential Milli-Q Integral AFS 10E/15E	ZLX0EDI03	W3T101571	Module de rechange EDI pour LPX 03 CEDI
	ZLX0EDI05	W3T101572	Module de rechange pour LPX 05 CEDI
	ZLX0EDI10	W3T101573	Module de rechange pour LPX 10 CEDI
	ZLX0EDI15	W3T262701	Module de rechange pour LPX 15 CEDI
30 PE réservoirs	FTPF05380	RAPF05380	Flotteur pour réservoir de 30 L
60 PE réservoirs	FTPF05381	RAPF05381	Flotteur pour réservoir de 60 L
100 PE réservoirs	FTPF06805	RAPF06805	Flotteur pour réservoir de 100 L
SDS 200	FTPF07743	RAPF07743	Flotteur pour réservoir de 200 L
	ZF2000022	RAPF20022	Flotteur pour réservoir de 200 L
SDS 350	FTPF07744	RAPF07744	Flotteur pour réservoir de 350 L
	ZF2000023	RAPF20023	Flotteur pour réservoir de 350 L
Elix 3/5/10 RiOs 5/8/16	ZF3000000	RASP00000 (Réutiliser le corps de filtre)	Small RiOs / Elix pump, 36VDC sans support
Milli-Q (96/Century)	ZF3000001	RASP00001 (Réutiliser le corps de filtre)	Milli-Q 96 / Century pump, 36VDC sans support
Elix Advantage Elix Reference Milli-Q Integral Milli-Q Direct	ZF3000431	RASP00431 (Réutiliser le corps de filtre)	Pompe booster
Milli-Q Advantage Milli-Q Direct Milli-Q Integral Milli-Q Reference	ZF3000401	RASP00401 (Réutiliser le corps de filtre)	Pompe de recirculation
Milli-Q Synergy	ZFMQ000PR	RAPR58561	Régulateur de pression

Cartouches de purification

- Remplies de produit LeFil™ et OrganeFil™ composé de résines échangeuses d'ions et de charbon actif
- Eliminent différents types de contaminants de l'eau pour les systèmes gros débit



Rephiso et RephiDuo U Pack Compatible avec Millipore Q-Gard & Quantum

Compatible avec les systèmes Millipore suivants :

- Milli-Q Academic
- Milli-Q Biocel
- Milli-Q Gradient
- Milli-Q Synthesis
- Milli-Q Element



RephiQuatro U Pack Compatible avec Millipore QPAK

Compatible avec les systèmes Millipore suivants :

- Milli-Q Plus
- Milli-Q PF Plus
- Milli-Q UF Plus
- Milli-Q UV Plus
- AFS 200
- AFS 300
- Alpha-Q
- Milli-Q RG



RephiDuo S Pack Compatible avec Millipore SimPak

Compatible avec les systèmes Millipore suivants :

- Simplicity
- Synergy

Cartouches de prétraitement

Eliminent la plupart des particules, composés organiques et le chlore de l'eau brute pour protéger la membrane RO.

RephiDuo P Pack

Armature et corps en polypropylène contenant du charbon actif et un système de filtration optimal.



- Compatible avec Millipore Progard
- Compatible avec les systèmes :
Elix 3/5/10
RiOs 5/8/16
Direct-Q5

RephiQuatro P Pack

Système duplex permettant une rotation des cartouches lorsque la moitié est saturée.



- Compatible avec Millipore ROPAK
- Compatible avec les systèmes
Milli-RX 20/45/75
Milli-RO 5/8/12/30/60/90
Milli-U 6/10

RephiDuo P Pack TL1

Convient aux systèmes gros débits pour assurer une durée de vie optimisée.



- Compatible avec Millipore Progard TL
- Compatible avec les systèmes :
Elix 20/35/70/100
RiOs 30/50/100/150/200
Elix Clinical
Elix Gulfstream Clinical



Pour toute commande :

ASD Aqua Service Distribution
5, rue Gutenberg - Z.I. La Marinière
91070 BONDOUFLE

Téléphone: 01.64.97.27.80
E-mail: contact@asd-labo.com
Internet: www.asd-labo.fr